

# Omnifilm, przylepiec z porowatej transparentnej folii, 1,25 cm x 5 m, 1 rolka

Cena: 3,22 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	HARTMANN PAUL A.G.



## Opis produktu

### Ostrzeżenia

Przed aplikacją należy upewnić się, czy skóra jest sucha i czysta.

### Uwagi do stosowania

Do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju; do mocowania kaniul, sond, cewników itp. u pacjentów o wrażliwej skórze. Typ mocowania: Łagodne mocowanie / skóra normalna.

1. Przepuszcza parę wodną oraz powietrze zachowując naturalne funkcje skóry.
2. Nie wywołuje podrażnień skóry; o Nie doprowadza naskórka do maceracji.
3. Nie absorbuje promieni Roentgena - nie trzeba go zdejmować przy prześwietleniu.
4. Łatwo go dzielić wzdłuż i w szerz.
5. Od strony zewnętrznej jest impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed wilgocią.
6. Naniesiony paskami klej ułatwia zdejmowanie - resztki kleju nie pozostają na skórze.

7. Przy mocowaniu kaniul i wężyków przezroczystość folii umożliwia wizualną kontrolę stanu płynu.