

Apteo CAre, Codoprim elastyczna siatka opatrunkowa, rozmiar 6



Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu

Wskazania

Siatka przeznaczona do podtrzymywania opatrunków, zastępuje tradycyjny bandaż lub plaster.

Działanie

Stosowanie siatek opatrunkowych Codoprim zaleca się: przy zakładaniu opatrunku na trudno dostępne i niewygodne miejsca takie jak: miednica, krocze oraz przy ranach operacyjnych brzucha, klatki piersiowej i opatrunkach głowy, do podtrzymywania opatrunków na ranach oparzeniowych, do opatrywania zwichnięć, w chirurgii dziecięcej.

Skład

Wyrób wykonany z 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej # elastometrowej (lycra, spandex, elastan, dorlastan).

oraz 20-30% poliuretanowej przędzy

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

