

Dolphiner, spray, 15ml



Cena: 25,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	AXPHARM SP. Z O.O.

Opis produktu

Preparat Dolphiner ułatwia usuwanie nadmiaru wody z przewodu słuchowego zewnętrznego. W kontakcie z zalegającą w nim wodą składniki preparatu powodują szybkie jej parowanie i bezpieczne osuszenie przewodu słuchowego. Pomagają również przywrócić jego fizjologiczne, kwaśne pH, które jest naturalną barierą dla rozwoju flory bakteryjnej.

Zastosowanie: preparat przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapaleń przewodu słuchowego zewnętrznego, związanych z gromadzeniem się nadmiaru wody w przewodzie słuchowym zewnętrznym - tzw. "ucho pływaka". Szczególnie zalecany po kąpieli w wannie, pod prysznicem, po pływaniu, osobom uprawiającym sporty wodne jak: nurkowanie, windsurfing, kitesurfing itp.

Sposób użycia: przed pierwszym użyciem nowego opakowania, należy wstrząsnąć buteleczką oraz nacisnąć aplikator 3-4 razy do pojawienia się preparatu. Końcówkę douszną aplikatora podczas naciskania należy trzymać skierowaną od siebie. Zalecane użycie to 1-2 aplikacje do każdego ucha bezpośrednio po kąpieli, prysznicu, pływaniu, uprawianiu innych sportów wodnych w celu profilaktyki zapaleń przewodu słuchowego zewnętrznego. Jedną aplikację stanowi 1 naciśnięcie aplikatora.

Skład: alkohol izopropylowy, gliceryna, kwas octowy, olejek z mięty pieprzowej.