

Hasco-Lek, żel do USG, 500 g



Cena: 10,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Opis produktu

Preparat przeznaczony jest do badań ultrasonograficznych (USG). Odpowiednio dobrany skład żelu skutecznie przenosi ultradźwięki i zapewnia powstanie dobrej jakości obrazu na monitorze, nie niszcząc głowicy ultrasonografu. Posiada delikatny różany zapach i jest odporny na wysychanie. Konsystencja żelu sprawia, że nie spływa on po nałożeniu z miejsca badania. Jest łatwo usuwalny z powierzchni skóry po wykonaniu badania. Żel nie wykazuje działania alergizującego, drażniącego i nie powoduje wysuszenia skóry. Jest bezpieczny dla ciężarnych i karmiących piersią.

Zastosowanie

Do badań ultrasonograficznych (USG).

Sposób użycia

Wycisnąć z opakowania jednostkowego potrzebną ilość żelu i równomiernie rozprowadzić sondą. Po zakończeniu badania usunąć żel z powierzchni skóry.

Składniki

Sól sodowa kwasu poliakrylowego, ethylparaben, bronopol.

Ważne wskazówki

Żel do USG należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu suchym. Chronić od światła.