

## Hirudoid 3mg/g, żel, 40g

Cena: 25,55 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	PARAMEDICA ŁÓDŹ

### Opis produktu

#### Wskazania

- Zapalenie żył powierzchownych

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych to proces zapalny, któremu najczęściej towarzyszy proces zakrzepowy o różnym stopniu nasilenia.

- Zmiany pourazowe

Krwiak # to miejscowe nagromadzenie się krwi wydostającej się z uszkodzonego naczynia krwionośnego # . W otaczających tkankach dochodzi do nagromadzenia się krwi, a następnie jej wykrzeplenia.

#### Skład

100 g żelu zawiera: substancja czynna: polisiarczan mukopolisacharydowy 0,3g/100g co odpowiada 25 000 j. # podstawie oznaczenia częściowego czasu aktywowanej tromboplastyny # oraz substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

#### Działanie

- Przeciwzakrzepowe

Polisiarczan mukopolisacharydowy działa przeciwzakrzepowo poprzez wpływ na koagulację i układ fibrynolityczny

- **Przeciwzapalne**

Polisiarczan mukopolisacharydowy działa przeciwzapalnie hamując aktywność enzymów katabolicznych i syntezę prostaglandyn

- **Regeneracyjne**

Polisiarczan mukopolisacharydowy ułatwia regenerację tkanek poprzez aktywację metabolizmu komórek mezenchymalnych i poprawę zdolności wiązania wody przez istotę międzykomórkową

## Sposób użycia

należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5cm. Należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo. W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchniowych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy.

## Przeciwwskazania

nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu; na uszkodzoną skórę, otwarte rany, błony śluzowe i oczy.