

## Prontosan, roztwór do płukania ran, 350ml



Cena: 66,33 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	B.BRAUN MELSUNGEN AG

### Opis produktu

Roztwór Prontosan może być, wedle potrzeb, stosowany do nasączenia kompresów, gazy lub płatków do czyszczenia. Płyn należy nanosić często, aby uzyskać i podtrzymać wizualną czystość rany.

### Zastosowanie

do mycia, płukania i nawilżania ostrych i przewlekłych ran. Jako profilaktyka powstawania biofilmu.

### Sposób użycia

całą ranę, a także jej okolice, należy dokładnie oczyścić roztworem Prontosan. W przypadku ran innych niż poważne i ran ostrych wystarczające jest płukanie. W przypadku ran obejmujących duże obszary, jak również trudno dostępnych ran, zaleca się nawilżanie rany roztworem Prontosan przez co najmniej 15 minut, stosując w tym celu nasączony kompres. Roztwór należy stosować w postaci nierozcieńczonej.

### Składniki

woda oczyszczona, betaina powierzchniowo czynna; 0,1% roztwór poliaminopropylobiguanidu (poliheksanidu).

### Ważne wskazówki

Nie stosować do wlewów ani iniekcji. Nie połykać. Chronić butelkę przed bezpośrednim światłem słonecznym. Chronić przed dziećmi.