

## Sterimar Zatkany Nos, spray hipertoniczny do nosa wzbogacony miedzią, 50 ml



Cena: 27,85 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Producent	MERCK SP.Z O.O.

### Opis produktu

Sterimar Zatkany Nos, roztwór hipertoniczny wody morskiej wzbogacony miedzią. Polecany dzieciom i dorosłym. W sposób naturalny udrażnia nos, łagodzi przekrwienie śluzówki nosa w przebiegu przeziębienia, zapalenia śluzówki nosa i gardła, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia zatok przynosowych. Pomaga przeciwdziałać namnażaniu się bakterii dzięki połączonemu działaniu antyseptycznemu soli i miedzi. Zmniejsza ryzyko nadkażenia bakteryjnego z jamy nosowej. Rozrzedza nadmiar wydzieliny i oczyszcza śluzówkę nosa, wzmacniając w ten sposób działanie leków stosowanych donosowo. Pomaga zapobiegać rozwojowi infekcji poprzez oczyszczanie nosa i wspomaganie usuwania bakterii i wirusów znajdujących się w wydzielinie śluzowej. Produkt wygodny w użyciu i może być stosowany w każdej pozycji. Jest w 100% naturalny, bogaty w mikroelementy, nie zawiera konserwantów.

### Zastosowanie

Produkt zalecany jest do krótkotrwałego stosowania podczas infekcji i epizodów alergicznych; odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia i osób dorosłych.

## Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy przygotować dozownik krótko naciskając na końcówkę. Końcówkę pojemnika wprowadzić do otworu nosowego. Krótko nacisnąć - pozwolić, aby nadmiar roztworu wypłynął z nosa - następnie wydmuchać nos. Obmyć końcówkę wodą z mydłem, opłukać i wytrzeć do sucha. Stosować do każdego otworu nosa 2-6 razy dziennie w zależności od nasilenia obrzęku. Preparat może być stosowany w każdej pozycji.

## Składniki

Hipertoniczny roztwór przefiltrowanej wody morskiej, śladowe ilości pierwiastków, w tym miedź.

## Ważne wskazówki

Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.  
Produkt 100 % naturalny, bez konserwantów.